

## NETTI Rückenissen

### Außen- und Innenmaße

Durch die Verwendung von einer anpassbaren Rückenbespannung kann sich das vordere Innenmaß erheblich ändern. Wird die Rückenbespannung mit einer Kurve nach hinten eingestellt, zwingt dies die Seitenführung des Kissens weiter nach innen, da das Rückenissen sehr flexibel ist.

#### Abmessung

**Die grüne Linie** ist das Maß zwischen den Außenkanten des Kissens = das Maß zwischen den Armlehnen (Sitzbreite).

**Bemerken Sie bitte:** Hier gibt es einen Unterschied zwischen der Netti 4U und der Netti III Familie, da das Maß zwischen den Armlehnen beim Netti III 3 cm mehr beträgt.




**Die untere rote Linie** zeigt das Innenmaß an der Oberkante der Seitenführungen.

**Die obere rote Linie** zeigt das Innenmaß an der Unterkante der Seitenführungen.


### **Netti** 4U CE COMFORT




Maße bei einem Stuhl mit SB 45 cm.



### **Netti** Uno Back




**Netti Smart**



**Netti Stabil**



**Netti Super Stabil**



**Netti Kyphotic**

