

Utprovingsprotokoll/Orderguide GP



Kund:	Ref:
Kundnr.: C-	Tel/Mail:
Beställare:	

Netti III Comfort levereras med följande standardutrustning:

Huvudstöd	Huvudstöd C, 3D
Rygg	Standard rygg med band. Ryggen kan fällas ned vid transport.
Ryggdyna	UNO Back, 3D, fästes med kardborre och kan anpassas steglöst i höjd.
Sittdyna	UNO Seat, 3D
Armstöd	Höjdjusterbara och avtagbara (39,5cm). Justerbara armstödsdynor (385x58mm).
Körhandtag	Höjdreglerbara, avtagbara och svängbara (300mm).
Broms	Justerbar broms på övre ramröret. 90mm bromsspak. Vårdarbroms.
Benstöd	Vinkelreglerbara benstöd. Längdjusterbara, sväng- och avtagbara.
Drivhjul	24" med snabbkoppling (QR). Aluminiumdrivringar.
Länkhjul	7" med snabbkoppling (QR).
Tippskydd	Kan snurras runt och användas som tramprör.

Netti III Comfort

☐ 35 cm	20685
☐ 38 cm	20690
☐ 40 cm	20686
☐ 43 cm	20689
☐ 45 cm	20687
☐ 50 cm	20688

Sitthöjd: Se sista sidan

Sittdjup:

☐ 40 cm ☐ 42,5 cm ☐ 45 cm ☒ 47,5 cm ☐ 50 cm

Alla delar som ingår i GP standardkonfigureringen är markerade med orange och kommer levereras om inget annat val görs

Sittdyna Uno



☐ Sittdyna Uno 3D 35x45 cm	171806	☐ Sittdyna Uno EasyCare 35x45 cm	172006
☐ Sittdyna Uno 3D 35x50 cm	171807	☐ Sittdyna Uno EasyCare 35x50 cm	172007
☐ Sittdyna Uno 3D 38x45 cm	171808	☐ Sittdyna Uno EasyCare 38x45 cm	172009
☐ Sittdyna Uno 3D 38x50 cm	171809	☐ Sittdyna Uno EasyCare 38x50 cm	172010
☐ Sittdyna Uno 3D 40x45 cm	171813	☐ Sittdyna Uno EasyCare 40x45 cm	172013
☐ Sittdyna Uno 3D 40x50 cm	171814	☐ Sittdyna Uno EasyCare 40x50 cm	172014
☐ Sittdyna Uno 3D 43x45 cm	171817	☐ Sittdyna Uno EasyCare 43x45 cm	172017
☐ Sittdyna Uno 3D 43x50 cm	171818	☐ Sittdyna Uno EasyCare 43x50 cm	172020
☐ Sittdyna Uno 3D 45x45 cm	171821	☐ Sittdyna Uno EasyCare 45x45 cm	172021
☐ Sittdyna Uno 3D 45x50 cm	171822	☐ Sittdyna Uno EasyCare 45x50 cm	172022
☐ Sittdyna Uno 3D 50x45 cm	171825	☐ Sittdyna Uno EasyCare 50x45 cm	172025
☐ Sittdyna Uno 3D 50x50 cm	171826	☐ Sittdyna Uno EasyCare 50x50 cm	172026

Sittdyna Sit



☐ Sittdyna Sit 3D 35x40 cm	187303	☐ Sittdyna Sit 3D °C 43x40 cm	189312
☐ Sittdyna Sit 3D 35x45 cm	187304	☐ Sittdyna Sit 3D °C 43x45 cm	189313
☐ Sittdyna Sit 3D 35x50 cm	187305	☐ Sittdyna Sit 3D °C 43x50 cm	189314
☐ Sittdyna Sit 3D 38x40 cm	187306	☐ Sittdyna Sit 3D °C 45x40 cm	189315
☐ Sittdyna Sit 3D 38x45 cm	187307	☐ Sittdyna Sit 3D °C 45x45 cm	189316
☐ Sittdyna Sit 3D 38x50 cm	187308	☐ Sittdyna Sit 3D °C 45x50 cm	189317
☐ Sittdyna Sit 3D 40x40 cm	187309	☐ Sittdyna Sit 3D °C 50x45 cm	189319
☐ Sittdyna Sit 3D 40x45 cm	187310	☐ Sittdyna Sit 3D °C 50x50 cm	189320
☐ Sittdyna Sit 3D 40x50 cm	187311	☐ Sittdyna Sit EasyCare 35x40 cm	188303
☐ Sittdyna Sit 3D 43x40 cm	187312	☐ Sittdyna Sit EasyCare 35x45 cm	188304
☐ Sittdyna Sit 3D 43x45 cm	187313	☐ Sittdyna Sit EasyCare 35x50 cm	188305
☐ Sittdyna Sit 3D 43x50 cm	187314	☐ Sittdyna Sit EasyCare 38x40 cm	188306
☐ Sittdyna Sit 3D 45x40 cm	187315	☐ Sittdyna Sit EasyCare 38x45 cm	188307
☐ Sittdyna Sit 3D 45x45 cm	187316	☐ Sittdyna Sit EasyCare 38x50 cm	188308
☐ Sittdyna Sit 3D 45x50 cm	187317	☐ Sittdyna Sit EasyCare 40x40 cm	188309
☐ Sittdyna Sit 3D 50x45 cm	187319	☐ Sittdyna Sit EasyCare 40x45 cm	188310
☐ Sittdyna Sit 3D 50x50 cm	187320	☐ Sittdyna Sit EasyCare 40x50 cm	188311
☐ Sittdyna Sit 3D °C 35x40 cm	189303	☐ Sittdyna Sit EasyCare 43x40 cm	188312
☐ Sittdyna Sit 3D °C 35x45 cm	189304	☐ Sittdyna Sit EasyCare 43x45 cm	188313
☐ Sittdyna Sit 3D °C 35x50 cm	189305	☐ Sittdyna Sit EasyCare 43x50 cm	188314
☐ Sittdyna Sit 3D °C 38x40 cm	189306	☐ Sittdyna Sit EasyCare 45x40 cm	188315
☐ Sittdyna Sit 3D °C 38x45 cm	189307	☐ Sittdyna Sit EasyCare 45x45 cm	188316
☐ Sittdyna Sit 3D °C 38x50 cm	189308	☐ Sittdyna Sit EasyCare 45x50 cm	188317
☐ Sittdyna Sit 3D °C 40x40 cm	189309	☐ Sittdyna Sit EasyCare 50x45 cm	188319
☐ Sittdyna Sit 3D °C 40x45 cm	189310	☐ Sittdyna Sit EasyCare 50x50 cm	188320
☐ Sittdyna Sit 3D °C 40x50 cm	189311	☐ Sittdyna Sit EasyCare 50x50 cm	188320
☐ Sittdyna Sit 3D °C 43x40 cm	189312	☐	

Inkontinensöverdrag Dry



☐ Inkontinensöverdrag 35x40 cm	3479	☐ Inkontinensöverdrag 40x50 cm	3483
☐ Inkontinensöverdrag 35x45 cm	3484	☐ Inkontinensöverdrag 43x45 cm	3470
☐ Inkontinensöverdrag 35x50 cm	3473	☐ Inkontinensöverdrag 43x50 cm	3471
☐ Inkontinensöverdrag 38x40 cm	3465	☐ Inkontinensöverdrag 45x45 cm	3481
☐ Inkontinensöverdrag 38x45 cm	3466	☐ Inkontinensöverdrag 45x50 cm	3485
☐ Inkontinensöverdrag 38x50 cm	3467	☐ Inkontinensöverdrag 50x45 cm	3482
☐ Inkontinensöverdrag 40x40 cm	3477	☐ Inkontinensöverdrag 50x50 cm	3486
☐ Inkontinensöverdrag 40x45 cm	3480		

Ryggdyna Uno



☐ Ryggdyna Uno 3D 35x50 cm	344701	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 35x50 cm	334901
☐ Ryggdyna Uno 3D 40x50 cm*	344702	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 40x50 cm*	334902
☐ Ryggdyna Uno 3D 45x50 cm*	344703	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 45x50 cm*	334903
☐ Ryggdyna Uno 3D 50x50 cm	344704	☐ Ryggdyna Uno EasyCare 50x50 cm	334904

*Ryggdyna Uno SB 40 används även till SB 38 cm, ryggdyna SB 45 används även till SB 43 cm.

Ryggdyna Smart



☐ Ryggdyna Smart 3D 35x50 cm	357304	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 35x50 cm	358304
☐ Ryggdyna Smart 3D 38x50 cm	357305	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 38x50 cm	358305
☐ Ryggdyna Smart 3D 40x50 cm	357306	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 40x50 cm	358306
☐ Ryggdyna Smart 3D 43x50 cm	357307	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 43x50 cm	358307
☐ Ryggdyna Smart 3D 45x50 cm	357308	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 45x50 cm	358308
☐ Ryggdyna Smart 3D 50x50 cm	357309	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 50x50 cm	358309
☐ Ryggdyna Smart 3D 55x50 cm	357310	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 55x50 cm	358310
☐ Ryggdyna Smart 3D 60x50 cm	357311	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 60x50 cm	358311
☐ Ryggdyna Smart 3D 35x60 cm	357320	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 35x60 cm	358320
☐ Ryggdyna Smart 3D 38x60 cm	357321	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 38x60 cm	358321
☐ Ryggdyna Smart 3D 40x60 cm	357322	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 40x60 cm	358322
☐ Ryggdyna Smart 3D 43x60 cm	357323	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 43x60 cm	358323
☐ Ryggdyna Smart 3D 45x60 cm	357324	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 45x60 cm	358324
☐ Ryggdyna Smart 3D 50x60 cm	357325	☐ Ryggdyna Smart EasyCare 50x60 cm	358325

Ryggdyna Stabil



☐ Ryggdyna Stabil 3D 35x50 cm	367304	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 35x50 cm	368304
☐ Ryggdyna Stabil 3D 38x50 cm	367305	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 38x50 cm	368305
☐ Ryggdyna Stabil 3D 40x50 cm	367306	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 40x50 cm	368306
☐ Ryggdyna Stabil 3D 43x50 cm	367307	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 43x50 cm	368307
☐ Ryggdyna Stabil 3D 45x50 cm	367308	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 45x50 cm	368308
☐ Ryggdyna Stabil 3D 50x50 cm	367309	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 50x50 cm	368309
☐ Ryggdyna Stabil 3D 55x50 cm	367310	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 55x50 cm	368310
☐ Ryggdyna Stabil 3D 60x50 cm	367311	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 60x50 cm	368311
☐ Ryggdyna Stabil 3D 35x60 cm	367320	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 35x60 cm	368320
☐ Ryggdyna Stabil 3D 38x60 cm	367321	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 38x60 cm	368321
☐ Ryggdyna Stabil 3D 40x60 cm	367322	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 40x60 cm	368322
☐ Ryggdyna Stabil 3D 43x60 cm	367323	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 43x60 cm	368323
☐ Ryggdyna Stabil 3D 45x60 cm	367324	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 45x60 cm	368324
☐ Ryggdyna Stabil 3D 50x60 cm	367325	☐ Ryggdyna Stabil EasyCare 50x60 cm	368325

Ryggdyna Super Stabil




☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 35x50 cm	377301	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 35x50 cm	378301
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 38x50 cm	377302	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 38x50 cm	378302
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 40x50 cm	377303	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 40x50 cm	378303
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 43x50 cm	377304	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 43x50 cm	378304
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 45x50 cm	377305	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 45x50 cm	378305
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 50x50 cm	377306	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 50x50 cm	378306
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 35x60 cm	377320	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 35x60 cm	378320
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 38x60 cm	377321	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 38x60 cm	378321
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 40x60 cm	377322	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 40x60 cm	378322
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 43x60 cm	377323	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 43x60 cm	378323
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 45x60 cm	377324	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 45x60 cm	378324
☐ Ryggdyna S. Stabil 3D 50x60 cm	377325	☐ Ryggdyna S. Stabil EasyCare 50x60 cm	378325

Ryggdyna Kyphotic



☐ Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 35x50 cm	206301	☐ Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 45x50 cm	206303
☐ Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 40x50 cm	206302	☐ Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars 50x50 cm	206304



Ryggstillbehör

☐ Ryggförläng alu. 35-50 cm – RH 60 cm	44530	☐ Ryggstödsförhöjning 25-60 cm (RH 60 cm)	43799
☐ Ryggförläng alu. 50-60 cm – RH 60 cm	44531	☐ Ryggkil	21048
☐ Aluminiumrygg 35-45 cm	45044	☐ Rygg kardborre för bålstöd 35-50cm	44992
☐ Aluminiumrygg 50-60 cm	45045	☐ Rygg kardborre för bålstöd 50-70cm	44993

Universalbenstöd



☐ Universalbenstöd vâ Svart	26722	☐ Fotplatta m. h�lband h� 40 cm	80032
☐ Universalbenst�d h� Svart	26708	☐ Fotplatta m. h�lband v� 43 cm	80041
☐ Fotplatta m. h�lband v� 35 cm	80038	☐ Fotplatta m. h�lband h� 43 cm	80033
☐ Fotplatta m. h�lband h� 35 cm	80030	☐ Fotplatta m. h�lband v� 45 cm	80042
☐ Fotplatta m. h�lband v� 38 cm	80039	☐ Fotplatta m. h�lband h� 45 cm	80034
☐ Fotplatta m. h�lband h� 38 cm	80031	☐ Fotplatta m. h�lband v� 50 cm	80043
☐ Fotplatta m. h�lband v� 40 cm	80040	☐ Fotplatta m. h�lband h� 50 cm	80035

Vinkelreglerbara benst d



☐ Vinkelreglerbara benst�d �verdel H�ger Svart 3D	41960	☐ Benst�df�ste +2,5 cm abduktion h�	80071
☐ Vinkelreglerbara benst�d �verdel V�nster Svart 3D	41961	☐ Benst�df�ste +2.5 cm abduktion v�	80072
☐ Vinkelreglerbara benst�d �verdel H�ger Svart Easycare	41762	☐ Vinkelreglerbara benst�d �verdel med kl�ml�s H� Svart 3D	88211
☐ Vinkelreglerbara benst�d �verdel V�nster Easycare	41763	☐ Vinkelreglerbara benst�d �verdel med kl�ml�s V� Svart 3D	88212

Vadplattor



☐ Vadplattor 35 cm	27964	☐ Vadplatta med g�ngj�rn h� 43-45 cm	26549
☐ Vadplattor 38-40 cm	27965	☐ Vadplatta med g�ngj�rn v� 43-45 cm	26550
☐ Vadplattor 43-45 cm	27966	☐ Vadplatta med g�ngj�rn h� 50 cm	26551
☐ Vadplattor 50 cm	27967	☐ Vadplatta med g�ngj�rn v� 50 cm	26552
☐ Vadplatta med g�ngj�rn h� 35 cm	26541	☐ Polster till vadplattans h�llare	21745
☐ Vadplatta med g�ngj�rn v� 35 cm	26542	☐ �verdrag till vadplatta 35 cm 3D	41617
☐ Vadplatta med g�ngj�rn h� 38-40 cm	26545	☐ �verdrag till vadplatta 38-40 cm 3D	41618
☐ Vadplatta med g�ngj�rn v� 38-40 cm	26546	☐ �verdrag till vadplatta 43-45 cm 3D	41619
☐ �verdrag till vadplatta Easycare	Div.	☐ �verdrag till vadplatta 50 cm 3D	41620

Delad fotplatta



☐ Delad fotplatta, hö 35 cm	28621	☐ Överdrag till fotplatta hö 35 cm	28453
☐ Delad fotplatta, vä 35 cm	28649	☐ Överdrag till fotplatta vä 35 cm	28454
☐ Delad fotplatta, hö 38 cm	28622	☐ Överdrag till fotplatta hö 38 cm	28455
☐ Delad fotplatta, vä 38 cm	28650	☐ Överdrag till fotplatta vä 38 cm	28456
☐ Delad fotplatta, hö 40 cm	28623	☐ Överdrag till fotplatta hö 40 cm	28457
☐ Delad fotplatta, vä 40 cm	28651	☐ Överdrag till fotplatta vä 40 cm	28458
☐ Delad fotplatta, hö 43 cm	28624	☐ Överdrag till fotplatta hö 43 cm	28459
☐ Delad fotplatta, vä 43 cm	28652	☐ Överdrag till fotplatta vä 43 cm	28460
☐ Delad fotplatta, hö 45 cm	28625	☐ Överdrag till fotplatta hö 45 cm	28461
☐ Delad fotplatta, vä 45 cm	28653	☐ Överdrag till fotplatta vä 45 cm	28462
☐ Delad fotplatta, hö 50 cm	28626	☐ Överdrag till fotplatta hö 50 cm	28463
☐ Delad fotplatta, vä 50 cm	28654	☐ Överdrag till fotplatta vä 50 cm	28464
☐		☐ Gångjärn djupjusterbar	87088

Fotlåda



☐ Fotlåda 35 cm	23336	☐ Fotlåda 45 cm	23340
☐ Fotlåda 40 cm	23338	☐ Fotlåda 50 cm	23341
☐ Fotlåda 43 cm	23339	☐ Låsebracket för fotlåda Hö*	80839
☐		☐ Låsebracket för fotlåda Vä *	80840

*måsta monteras om fotlådan måste kunna avlägnas

Hel fotplatta med lås



☐ Hel fotplatta med lås 35 cm (346 mm)	25701	☐ Hel fotplatta med lås 43 cm (346 mm)	25704
☐ Hel fotplatta med lås 38 cm (346 mm)	25702	☐ Hel fotplatta med lås 45 cm (346 mm)	25705
☐ Hel fotplatta med lås 40 cm (346 mm)	25703	☐ Hel fotplatta med lås 50 cm (346 mm)	25706

Amputationsbenstöd



☐ Amputationsbenstöd hö 35 cm	22152	☐ Amputationsbenstöd hö 43 cm	22155
☐ Amputationsbenstöd vä 35 cm	22160	☐ Amputationsbenstöd vä 43 cm	22163
☐ Amputationsbenstöd hö 38 cm	22153	☐ Amputationsbenstöd hö 45 cm	22156
☐ Amputationsbenstöd vä 38 cm	22161	☐ Amputationsbenstöd vä 45 cm	22164
☐ Amputationsbenstöd hö 40 cm	22154	☐ Amputationsbenstöd hö 50 cm	22157
☐ Amputationsbenstöd vä 40 cm	22162	☐ Amputationsbenstöd vä 50 cm	22165

Benstöd Grandis Complete



☐ Benstödfäste Grandis hö	85974	☐ Benstödfäste Grandis vä	85975
☐ Benstödfäste Grandis hö abduction	89839	☐ Benstödfäste Grandis vä abduction	89840
☐ Benstöd 150 mm SB 35 hö	88601	☐ Benstöd 150 mm SB 35 vä	88609
☐ Benstöd 150 mm SB 38 hö	88602	☐ Benstöd 150 mm SB 38 vä	88610
☐ Benstöd 150 mm SB 40 hö	88603	☐ Benstöd 150 mm SB 40 vä	88611
☐ Benstöd 225 mm SB 43 hö	88604	☐ Benstöd 225 mm SB 43 vä	88612
☐ Benstöd 225 mm SB 45 hö	88605	☐ Benstöd 225 mm SB 45 vä	88613
☐ Benstöd 225 mm SB 50 hö	88606	☐ Benstöd 225 mm SB 50 vä	88614
☐ Benstöd 225 mm SB 55 hö	88607	☐ Benstöd 225 mm SB 55 vä	88615
☐ Benstöd 225 mm SB 60 hö	88608	☐ Benstöd 225 mm SB 60 vä	88616
☐ Benstödsöverdel höger	88671	☐ Benstödsöverdel vänster	88672
☐ Lyfthandtag höger	87808	☐ Lyfthandtag vänster	87809
☐ Knäpolstring höger	85859	☐ Knäpolstring vänster	85860
☐ Polstring vid knäled	88594	☐ Vinkelbegränsare	85977
☐ Mjuk polstring 3D höger	89120	☐ Mjuk polstring 3D vänster	89121
☐ Mjuk polstring Easy Care höger	89849	☐ Mjuk polstring Easy Care vänster	89850
☐ Monteringssats för vristsele	88658	☐	

Benstöd Grandis Fixed inkl fotplatta (Förstärkta) vinkelfasta komplett

☐ Benstödsöverdel höger	89862	☐ Benstödsöverdel vänster	89863
☐ Bredd 35 cm hö	87543	☐ Bredd 35 cm vä	87551
☐ Bredd 38 cm hö	87544	☐ Bredd 38 cm vä	87552
☐ Bredd 40 cm hö	87545	☐ Bredd 40 cm vä	87553
☐ Bredd 43 cm hö	87546	☐ Bredd 43 cm vä	87554
☐ Bredd 45 cm hö	87547	☐ Bredd 45 cm vä	87555
☐ Bredd 50 cm hö	87548	☐ Bredd 50 cm vä	87556
☐ Bredd 55 cm hö	87549	☐ Bredd 55 cm vä	87557
☐ Bredd 60 cm hö	87550	☐ Bredd 60 cm vä	87558

Fotplatta till Grandis Fixed med hälband

☐ Fotplatta med hälband 35 cm	87533	☐ Hälbandskit till bredd 35 cm	87525
☐ Fotplatta med hälband 38 cm	87534	☐ Hälbandskit till bredd 38 cm	87526
☐ Fotplatta med hälband 40 cm	87535	☐ Hälbandskit till bredd 40 cm	87527
☐ Fotplatta med hälband 43 cm	87536	☐ Hälbandskit till bredd 43 cm	87528
☐ Fotplatta med hälband 45 cm	87537	☐ Hälbandskit till bredd 45 cm	87529
☐ Fotplatta med hälband 50 cm	87538	☐ Hälbandskit till bredd 50 cm	87530
☐ Fotplatta med hälband 55 cm	87539	☐ Hälbandskit till bredd 55 cm	87531
☐ Fotplatta med hälband 60 cm	87540	☐ Hälbandskit till bredd 60 cm	87532

Vadstöd Grandis

☐ Vadstöd 150 mm Bredd 35 cm	85680	☐ Vadstöd 225 mm Bredd 50 cm	88635
☐ Vadstöd 150 mm Br 38-40 cm	85681	☐ Vadstöd 225 mm Bredd 55 cm	88636
☐ Vadstöd 225 mm Br 43-45 cm	88634	☐ Vadstöd 225 mm Bredd 60 cm	88637
☐ Polstring 150 mm 3D 35 cm	85074	☐ Polstring 150 mm Easy Care 35 cm	88624
☐ Polstring 150 mm 3D 38-40cm	85075	☐ Polstring 150 mm Easy Care 38-40 cm	88625
☐ Polstring 225 mm 3D 43-45cm	88650	☐ Polstring 225 mm Easy Care 43-45 cm	88654
☐ Polstring 225 mm 3D 50 cm	88651	☐ Polstring 225 mm Easy Care 50 cm	88655
☐ Polstring 225 mm 3D 55 cm	88652	☐ Polstring 225 mm Easy Care 55 cm	88656
☐ Polstring 225 mm 3D 60 cm	88653	☐ Polstring 225 mm Easy Care 60 cm	88657
☐ Fäste för vadplatta	90014	☐	

Fotlåda Grandis

☐ Fotlåda komplett m. benstöd 35 cm	89378	☐ Fotlåda komplett m. benstöd 45 cm	89382
☐ Fotlåda komplett m. benstöd 38 cm	89379	☐ Fotlåda komplett m. benstöd 50 cm	89383
☐ Fotlåda komplett m. benstöd 40 cm	89380	☐ Fotlåda komplett m. benstöd 55 cm	89384
☐ Fotlåda komplett m. benstöd 43 cm	89381	☐ Fotlåda komplett m. benstöd 60 cm	89385

Amputationsbenstöd Grandis

☐ Amputationsbenstöd höger	87231	☐ Amputationsbenstöd vänster	87232
☐ Komplet stöd höger 35 cm	87560	☐ Komplet stöd vänster 35 cm	87568
☐ Komplet stöd höger 38-40 cm	87561	☐ Komplet stöd vänster 38-40 cm	87569
☐ Komplet stöd höger 43-45 cm	87562	☐ Komplet stöd vänster 43-45 cm	87570
☐ Komplet stöd höger 50 cm	87563	☐ Komplet stöd vänster 50 cm	87571
☐ Komplet stöd höger 55 cm	87564	☐ Komplet stöd vänster 55 cm	87572
☐ Komplet stöd höger 60 cm	87565	☐ Komplet stöd vänster 60 cm	87573
☐ Platta 35 cm	89519	☐ Platta 55 cm	89523
☐ Platta 38-40 cm	89520	☐ Platta 60 cm	89524
☐ Platta 43-45 cm	89521	☐ Polster 3D	89527
☐ Platta 50 cm	89522	☐ Polster Easy Care	89528


Hel fotplatta Grandis

☐ Bredd 35 cm	89272	☐ Bredd 45 cm	89276
☐ Bredd 38 cm	89273	☐ Bredd 50 cm	89277
☐ Bredd 40 cm	89274	☐ Bredd 55 cm	89278
☐ Bredd 43 cm	89275	☐ Bredd 60 cm	89279



Grandis Fotplatta med tillbehör

☐ Fotplatta hö med lås 35 cm	85912	☐ Fotplatta vä med lås 35 cm	85920
☐ Fotplatta hö med lås 38 cm	85913	☐ Fotplatta vä med lås 38 cm	85921
☐ Fotplatta hö med lås 40 cm	85914	☐ Fotplatta vä med lås 40 cm	85922
☐ Fotplatta hö med lås 43 cm	85915	☐ Fotplatta vä med lås 43 cm	85923
☐ Fotplatta hö med lås 45 cm	85916	☐ Fotplatta vä med lås 45 cm	85924
☐ Fotplatta hö med lås 50 cm	85917	☐ Fotplatta vä med lås 50 cm	85925
☐ Fotplatta hö med lås 55 cm	85918	☐ Fotplatta vä med lås 55 cm	85926
☐ Fotplatta hö med lås 60 cm	85919	☐ Fotplatta vä med lås 60 cm	85927
☐ Lås till fotplatta	85745	☐ Låspinne med låsbricka	85751



Tillbehör benstöd

☐ Vristsele S (17-20cm)	45025	☐ Hälband m/stag 35 cm	23758
☐ Vristsele M (19-23cm)	45026	☐ Hälband m/stag 38-40 cm	21870
☐ Vristsele L (22-29cm)	45027	☐ Hälband m/stag 43-45 cm	21871
☐ Vristsele XL (28-33cm)	45028	☐ Hälband m/stag 50 cm	22412
☐ Bodypoint Vadband M (38-48cm)	45019	☐ Vadband, polstrad (Alu Rehab)	21293
☐ Bodypoint Vadband L (48-55cm)	45020	☐ Rem till fotplatta	45024

Hjul



☐ Drivhjul 20x1" PU	83158	☐ Ekerskydd transparent 20"	24143
☐ Drivhjul 20x1 ^{3/8} flexel	43176	☐ Ekerskydd transparent 22"	24144
☐ Drivhjul 22x1" PU	83156	☐ Ekerskydd transparent 24"	24145
☐ Drivhjul 22x1 ^{3/8} PU	89952	☐ Ekerskydd transparent 26"	24146
☐ Drivhjul 24x1" PU	83157	☐ Drivring överdrag 20"	86002
☐ Drivhjul 24x1 ^{3/8} luft	43184	☐ Drivring överdrag 22"	86001
☐ Drivhjul 24x1 ^{3/8} flexel	89949	☐ Drivring överdrag 24"	86000
☐ Drivhjul 26x1 ^{3/8} PU	90013	☐ Drivring överdrag 26"	86003
☐ Drivhjul 26x1 ^{3/8} flexel	43188	☐ Länkhjul inkl. gaffel 6"	90251
☐ Drivhjul med vårdarbroms 16" flexel	Div.	☐ Länkhjul inkl. gaffel 7" std.	90102
☐ Drivhjul med vårdarbroms 12" flexel	Div.	☐ Länkhjul inkl. gaffel 5"	90115
☐ Drivhjul med vårdarbroms 20x1" PU	43105	☐ Länkhjul inkl. gaffel bred 7"	90422
☐ Drivhjul med vårdarbroms 20x1 ^{3/8} flexel	43173	☐ Länkhjul inkl. gaffel bred 8"	90421
☐ Drivhjul med vårdarbroms 22x1" PU	43101	☐ Länkhjul 3" (75x33 mm)	20875
☐ Drivhjul med vårdarbroms 22x1 ^{3/8} PU	89953	☐ Länkhjul 5" (125x27 mm)	86142
☐ Drivhjul med vårdarbroms 24x1" PU	43103	☐ Länkhjul 6" (150x27 mm)	86138
☐ Drivhjul med vårdarbroms 24x1 ^{3/8} PU	89951	☐ Länkhjul 7" (175x33 mm)	86135
☐ Drivhjul med vårdarbroms 24x1 ^{3/8} luft	43181	☐ Länkhjul 7" (175x45 mm) PU	89922
☐ Drivhjul med vårdarbroms 26x1 ^{3/8} PU	89954	☐ Länkhjul 7" luft (175x45 mm)	20297
☐ Drivhjul med vårdarbroms 26x1 ^{3/8} Flexel	43189	☐ Länkhjul 8" (200x50 mm) PU	89921
☐ Vårdarbromskit 20-26" hö	28472	☐ Framgaffel kort (125x45 mm)	90092
☐ Vårdarbromskit 20-26" vä	28473	☐ Framgaffel bred (146x60 mm)	90420
☐ Drivhjul m. enarmsdrift Hö (inkl. VB)	Div.	☐ Framgaffel lång (5 hål / 180x45 mm)	20544
☐ Drivhjul m. enarmsdrift Vä (inkl. VB)	Div.	☐ Framgaffel extra kort (95x45 mm)	29714
☐ Drivhjul luft	Div.	☐ Framgaffel std. (180x45 mm)	20429
☐ Drivhjul bred flexel	Div.	☐ Breddning framgaffelfäste kompl.	20664
☐ Plugg till länkhjulshuset	SFL32		



*För val av sitthöjd och hjul, se översikt sista sida.

*Drivhjulet i övre position (H1) er standardinställningen. Meddela om nedre position (H2) er önskvärt.

Armstöd				
	☐ Armstöd hö Netti I/II /III (39,5 cm)	21682	☐ Överdrag (385x58 mm) 3D	41649
	☐ Armstöd vä Netti I/II /III (39,5 cm)	21681	☐ Överdrag (420x80 mm) 3D	82563
	☐ Armstöd hö Netti I/II /III (50 cm)	29149	☐ Armstödsplatta (385x58mm) PU	20835
	☐ Armstöd vä Netti I/II /III (50 cm)	29150	☐ Armstödsplatta (420x80 mm) PU	29135
	☐ Hemiplegiarmstöd hö	22185	☐ Armstödsplatta (445x68 mm) PU	29136
	☐ Hemiplegiarmstöd vä	22186	☐ Armstödsplatta (420x80 mm) PU	29137
	☐ Hemiplegikudde VB Hareid	3954	☐ Armstödsplatta (525x80 mm) PU	29138
	☐ Överdrag (385x58 mm) Easy Care	87765	☐ Armstödsplatta Böjd (525x80 mm) PU	29139
	☐ Överdrag (420x80 mm) Easy Care	87766	☐ Armstödfäste förstärkt	29398





Med band



Huvudstöd					
☐	Huvudstöd A komplett 3D	40880	☐	Huvudstöd E 3D	84850
☐	Huvudstöd A komplett EasyCare	28382	☐	Huvudstöd E EasyCare	85240
☐	Hygienöverdrag för huv.st. A - EasyCare	27554	☐	Huvudstöd F 3D	84570
☐	Hygienöverdrag för huv.st A - 3D	40883	☐	Huvudstöd F EasyCare	85258
☐	Huvudstöd B komplett 3D	40881	☐	Huvudstöd A m pannband 3D	82566
☐	Huvudstöd B komplett EasyCare	28383	☐	Huvudstöd A m pannband EasyCare	44970
☐	Hygienöverdrag för huv.st. B - EasyCare	27555	☐	Kulledsrör 150 mm	Std.
☐	Hygienöverdrag för huv.st. B – 3D	40884	☐	Kulledsrör 250 mm	Div.
☐	Huvudstöd C komplett EasyCare	28384	☐	Kulledsrör 380 mm	Div.
☐	Huvudstöd C komplett 3D	40882	☐	Huvudstöd, vertikalstag 350 mm	Std.
☐	Hygienöverdrag för huv.st. C - EasyCare	27556	☐	Huvudstöd, vertikalstag 500 mm	41403
☐	Hygienöverdrag för huv.st. C – 3D	40885	☐	Huvudstödfäste Aluminium	82025
☐	Huvudstöd D komplett 3D	81024	☐	Huvudstöd stabilisator	Div.
☐	Huvudstöd D komplett Easy Care	82986	☐	Huvudkudde Cospoflex	3952
			☐	Huvudkudde med band	3950



Huvudstöd Savant

☐ Huvudstöd Savant Barn	45365	☐ Horisontalstång 250 mm	45370
☐ Huvudstöd Savant Liten	45366	☐ Axion 60°	45368
☐ Huvudstöd Savant Vuxen	45367	☐ Axion 90°	45378
☐ Huvudstöd Savant Pad	45373	☐ Adapter för Netti huvudstöd	89558
☐ Horisontalstång 150 mm	45369	☐	

Bälten & salar					
	☐ Höftbälte polstrat inkl. billås	20845		☐ Sele Pivofit L	45018
	☐ Bäckstabilisator Evoflex M	82788		☐ Brösthöd Stayflex M	45015
	☐ Bäckstabilisator Evoflex L	82789		☐ Brösthöd Stayflex L	45016
	☐ Bäckstabilisator (SB55-65)	45276		☐ H-sele polstrat inkl. billås	20881
	☐ Höftbälte 4-punkt BP, M	45013		☐ Bälte kryss X	41645
	☐ Höftbälte 4-punkt BP, L	45014		☐ H-selefäste 25-40 cm RH 50	86888
	☐ Bältesfäste 2-Punkt	45079		☐ H-selefäste 43-45cm RH 50	86892
	☐ Bältesfäste 4-Punkt	45080		☐ H-selefäste 50-60 cm RH 50	86894
	☐ Bälte abduction SB 35-45	41646		☐ H-selefäste 25-40 cm RH 60	86889
	☐ Bälte abduction SB 50	41647		☐ H-selefäste 43-45 cm RH 60	86893
	☐ Sele Pivofit M	45017		☐ H-selefäste 50-60 cm RH 60	86895

Abduktion



☐ Abduktionskloss liten	86096	☐ Abduktionskloss stor	86098
☐ Abduktionskloss medium	86097		

Sidostöd, svankstöd och lårstöd



☐ Bålstöd Stabil Höger	26830
☐ Bålstöd Stabil Vänster	20843
☐ Bålstöd Stabil överdrag	27541
☐ Axelstöd Korrektion Höger	27375
☐ Axelstöd Korrektion Vänster	27374
☐ Axelstöd Korrektion överdrag	27452



☐ Svankstöd 35-40 cm	2838
☐ Svankstöd 45-50 cm	2839
☐ Knä/lårstöd	20830
☐ Sidoskydd komfortdyna 2,5 cm	22149



Universal



Med lås



Svängbart



Halvbord



Dyna

Bord och tillbehör till bord

☐ Bord Universal 35-43 cm	28121	☐ Svängbart bord 35-43 cm	28826
☐ Bord Universal 43-50 cm	28122	☐ Svängbart bord 43-50 cm	28832
☐ Bord Universal förstärkt 35-43 cm	15100	☐ Halvbord hö	23978
☐ Bord Universal förstärkt 43-50 cm	15101	☐ Halvbord vä	23979
☐ Bord med lås 35-43 cm	28828	☐ Armstödsdyna 35-43 cm hö	15043
☐ Bord med lås 43-50 cm	28836	☐ Armstödsdyna 35-43 cm vä	15042
☐ Bord förstärkt med lås 34-43 cm	15124	☐ Armstödsdyna 45+ cm hö	15041
☐ Bord förstärkt med lås 45-50 cm	15125	☐ Armstödsdyna 45+ cm vä	15040

Körbygel & Körhandtag

☐ Körbygel justerbar 35 cm	81747	☐ Körbygel justerbar 45 cm	81751
☐ Körbygel justerbar 38 cm	81748	☐ Körbygel justerbar 50 cm	81752
☐ Körbygel justerbar 40 cm	81749	☒ Körhandtag 300 mm	21754
☐ Körbygel justerbar 43 cm	81850	☐ Körhandtag 500 mm	21808



Övriga tillbehör

☐ Ramförlängning	20824	☐ Camber 2°	21923
☒ Broms, 90 mm bromsspak, hö	26852	☐ Camber 4°	21924
☒ Broms, 90 mm bromsspak, vä	26853	☐ Vinkelstopp för sits	21032
☐ Bromsspak 150 mm	84007	☐ Vinkelstopp för rygg + benstöd	21011
☐ Bromsspak 250 mm	84008	☐ Utlösarhandtag för brukar rygg/tilt hö	25452
☐ Broms för ramförlängning, hö	41898	☐ Utlösarhandtag för brukar rygg/tilt hö	25985
☐ Broms för ramförlängning, vä	41899	☐ Rullstolsväska Netti	42269
☒ Tippskydd med pedal std*	25419	☐ Multistativ/Droppställning	41987
☐ Verktygssats Netti	21239		
☐ Transportfäste	21074		

*Val av tippskydd är beroende av sitthöjd, se s. 9

Ryggdynor och Sittdynor från Ride Designs

Rygg- och Sittdynor från Ride Designs går att beställa. Dessa finns på ett separat beställningsblad och måste bifogas vid beställning av stol.

Unika tillbehör Netti III

Elektriska funktioner



☐ El-kit (inkl. styrbox, batterier, laddare, handkontroll, kabel)	*	☐ Hållare för handkontroll hö	41123
☐ Motor tilt	*	☐ Hållare för handkontroll vä	41124
☐ Motor rygg	*	☐ Y-adapter för parallell benstöd	30309
☐ Motor ben	*	☐	

*Fråga efter den rekommenderade lösningen hos Alu Rehab.

Dynamiska funktioner



☐ Dynamic DUAL benstöd	*	☐ Dynamic Rygg (utan dynamisk sittethet)	*
☐ Dynamic Huvudstöd C m. Alu adapter		☐	




*Fråga den rekommenderade lösningen hos Alu Rehab.

Tekniska data Netti III

Tekniska data

Tilt:	-9° - +16°
Ryggvinkling:	86° - 133°
Total bredd:	Sittbredd + 22 cm (STD/VB hjul) / +19 cm (12" VB)
Total längd:	102 cm (inkl. benstöd)
Armstödshöjd (från sittplatta):	Min. 18,5 cm / Max. 32,5 cm
Benstöd vinkelreg.:	Underbenslängd 32 – 68 cm
Benstöd universal:	Underbenslängd 36 - 50 cm
Benstöd Grandis	Underbenslängd 36 - 64 cm
Vikt:	Ca. 36 kg (utan dynor)
Max. belastning:	145 kg

Sitthöjd

Netti III Ramvy vänster sida	Sitthöjd beroende av olika driv- och länkhjul samt vilka hål på ramen och i framgaffeln								
<table border="1"><thead><tr><th>Länkhjul</th></tr></thead><tbody><tr><td>Länkhjul-med H1 = Höjd 1: 8" + 26" = SH 47 cm 7" + 26" = SH 47 cm 7" + 24" = SH 44,5 cm 6" + 24" = SH 44,5 cm 6" + 22" = SH 42 cm 6" + 12" = SH 43,5 cm 7" + 16" = SH 47 cm 5" + 24" = SH 44,5 cm 5" + 22" = SH 42 cm 5" + 20" = SH 39,5 cm 5" + 12" = SH 42 cm 3" + 20" = SH 39 cm</td></tr><tr><td>Länkhjul-med H2 = Höjd 2: 8" + 26" = SH 50 cm 8" + 24" = SH 47,5 cm 8" + 12" = SH 48,5 cm 7" + 24" = SH 47,5 cm 7" + 22" = SH 45 cm 7" + 12" = SH 47 cm 6" + 26" = SH 47 cm 6" + 22" = SH 45 cm 6" + 20" = SH 42 cm 5" + 20" = SH 42 cm</td></tr><tr><td>Vi erbjuder olika länkhjulsgafflar och tippskydd beroende på val av hjul och sitthöjd. Ange sitthöjd och hjulstorlek så får du rätt gaffel samt tippskydd.</td></tr></tbody></table>	Länkhjul	Länkhjul-med H1 = Höjd 1: 8" + 26" = SH 47 cm 7" + 26" = SH 47 cm 7" + 24" = SH 44,5 cm 6" + 24" = SH 44,5 cm 6" + 22" = SH 42 cm 6" + 12" = SH 43,5 cm 7" + 16" = SH 47 cm 5" + 24" = SH 44,5 cm 5" + 22" = SH 42 cm 5" + 20" = SH 39,5 cm 5" + 12" = SH 42 cm 3" + 20" = SH 39 cm	Länkhjul-med H2 = Höjd 2: 8" + 26" = SH 50 cm 8" + 24" = SH 47,5 cm 8" + 12" = SH 48,5 cm 7" + 24" = SH 47,5 cm 7" + 22" = SH 45 cm 7" + 12" = SH 47 cm 6" + 26" = SH 47 cm 6" + 22" = SH 45 cm 6" + 20" = SH 42 cm 5" + 20" = SH 42 cm	Vi erbjuder olika länkhjulsgafflar och tippskydd beroende på val av hjul och sitthöjd. Ange sitthöjd och hjulstorlek så får du rätt gaffel samt tippskydd.	<table border="1"><thead><tr><th>Sida bakre ram</th></tr></thead><tbody><tr><td></td></tr><tr><td>Hål 1, 2, 3 för 12" - 16" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H1 16" = H1 20" = H1 22" = H1 24" = H1</td></tr><tr><td>Hål 4, 5, 6 = 12" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H2 20" = H2 22" = H2 24" = H2 26" = H2</td></tr></tbody></table>	Sida bakre ram		Hål 1, 2, 3 för 12" - 16" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H1 16" = H1 20" = H1 22" = H1 24" = H1	Hål 4, 5, 6 = 12" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H2 20" = H2 22" = H2 24" = H2 26" = H2
Länkhjul									
Länkhjul-med H1 = Höjd 1: 8" + 26" = SH 47 cm 7" + 26" = SH 47 cm 7" + 24" = SH 44,5 cm 6" + 24" = SH 44,5 cm 6" + 22" = SH 42 cm 6" + 12" = SH 43,5 cm 7" + 16" = SH 47 cm 5" + 24" = SH 44,5 cm 5" + 22" = SH 42 cm 5" + 20" = SH 39,5 cm 5" + 12" = SH 42 cm 3" + 20" = SH 39 cm									
Länkhjul-med H2 = Höjd 2: 8" + 26" = SH 50 cm 8" + 24" = SH 47,5 cm 8" + 12" = SH 48,5 cm 7" + 24" = SH 47,5 cm 7" + 22" = SH 45 cm 7" + 12" = SH 47 cm 6" + 26" = SH 47 cm 6" + 22" = SH 45 cm 6" + 20" = SH 42 cm 5" + 20" = SH 42 cm									
Vi erbjuder olika länkhjulsgafflar och tippskydd beroende på val av hjul och sitthöjd. Ange sitthöjd och hjulstorlek så får du rätt gaffel samt tippskydd.									
Sida bakre ram									
									
Hål 1, 2, 3 för 12" - 16" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H1 16" = H1 20" = H1 22" = H1 24" = H1									
Hål 4, 5, 6 = 12" - 20" - 22" - 24" - 26" 12" = H2 20" = H2 22" = H2 24" = H2 26" = H2									

Standardinställningen är H1. Ange om H2 är önskvärt.

Var så vänlig och använd inte persondata när du fyller i detta formulär. Använd ett anonymt ID om du behöver identifiera personen för ordern eller mötet.